


# БИОПСИЯ



# Биопсия

## ЩИПЦЫ ДЛЯ БИОПСИИ



### Radial Jaw™ 4 щипцы для биопсии стандартного объема

| Номер     | Описание                                 | Внешний диаметр<br>бранш (мм) | Рабочая длина<br>(см) | Минимальный<br>рабочий канал<br>(мм) | Цветовой<br>код | Кол-во |
|-----------|--|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|
| M00513383 | Radial Jaw 4 стандартного объема         | 2.2                           | 160                   | 2.8                                  | желтый          | 5      |
| M00513381 | Radial Jaw 4 стандартного объема         | 2.2                           | 160                   | 2.8                                  | желтый          | 20     |
| M00513382 | Radial Jaw 4 стандартного объема         | 2.2                           | 160                   | 2.8                                  | желтый          | 40     |
| M00513393 | Radial Jaw 4 стандартного объема с иглой | 2.2                           | 160                   | 2.8                                  | желтый          | 5      |
| M00513391 | Radial Jaw 4 стандартного объема с иглой | 2.2                           | 160                   | 2.8                                  | желтый          | 20     |
| M00513392 | Radial Jaw 4 стандартного объема с иглой | 2.2                           | 160                   | 2.8                                  | желтый          | 40     |
| M00513403 | Radial Jaw 4 стандартного объема         | 2.2                           | 240                   | 2.8                                  | оранжевый       | 5      |
| M00513401 | Radial Jaw 4 стандартного объема         | 2.2                           | 240                   | 2.8                                  | оранжевый       | 20     |
| M00513402 | Radial Jaw 4 стандартного объема         | 2.2                           | 240                   | 2.8                                  | оранжевый       | 40     |
| M00513413 | Radial Jaw 4 стандартного объема с иглой | 2.2                           | 240                   | 2.8                                  | оранжевый       | 5      |
| M00513411 | Radial Jaw 4 стандартного объема с иглой | 2.2                           | 240                   | 2.8                                  | оранжевый       | 20     |
| M00513412 | Radial Jaw 4 стандартного объема с иглой | 2.2                           | 240                   | 2.8                                  | оранжевый       | 40     |



### Radial Jaw™ 4 щипцы для биопсии большого объема

| Номер     | Описание                             | Внешний диаметр<br>бранш (мм) | Рабочая длина<br>(см) | Минимальный<br>рабочий канал<br>(мм) | Цветовой<br>код | Кол-во |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|
| M00513303 | Radial Jaw 4 большого объема         | 2.4                           | 160                   | 2.8                                  | желтый          | 5      |
| M00513301 | Radial Jaw 4 большого объема         | 2.4                           | 160                   | 2.8                                  | желтый          | 20     |
| M00513302 | Radial Jaw 4 большого объема         | 2.4                           | 160                   | 2.8                                  | желтый          | 40     |
| M00513313 | Radial Jaw 4 большого объема с иглой | 2.4                           | 160                   | 2.8                                  | желтый          | 5      |
| M00513311 | Radial Jaw 4 большого объема с иглой | 2.4                           | 160                   | 2.8                                  | желтый          | 20     |
| M00513312 | Radial Jaw 4 большого объема с иглой | 2.4                           | 160                   | 2.8                                  | желтый          | 40     |
| M00513323 | Radial Jaw 4 большого объема         | 2.4                           | 240                   | 2.8                                  | оранжевый       | 5      |
| M00513321 | Radial Jaw 4 большого объема         | 2.4                           | 240                   | 2.8                                  | оранжевый       | 20     |
| M00513322 | Radial Jaw 4 большого объема         | 2.4                           | 240                   | 2.8                                  | оранжевый       | 40     |
| M00513333 | Radial Jaw 4 большого объема с иглой | 2.4                           | 240                   | 2.8                                  | оранжевый       | 5      |
| M00513331 | Radial Jaw 4 большого объема с иглой | 2.4                           | 240                   | 2.8                                  | оранжевый       | 20     |
| M00513332 | Radial Jaw 4 большого объема с иглой | 2.4                           | 240                   | 2.8                                  | оранжевый       | 40     |

# Биопсия

## ЩИПЦЫ ДЛЯ БИОПСИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)




### Radial Jaw™ 4 щипцы для биопсии сверхбольшого объема

| Номер     | Описание                                  | Внешний диаметр<br>бранш (мм) | Рабочая длина<br>(см) | Минимальный<br>рабочий канал<br>(мм) | Цветовой<br>код | Кол-во |
|-----------|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|
| M00513343 | Radial Jaw 4 сверхбольшого объема         | 2.8                           | 160                   | 3.2                                  | желтый          | 5      |
| M00513353 | Radial Jaw 4 сверхбольшого объема с иглой | 2.8                           | 160                   | 3.2                                  | желтый          | 5      |
| M00513363 | Radial Jaw 4 сверхбольшого объема         | 2.8                           | 240                   | 3.2                                  | оранжевый       | 5      |
| M00513361 | Radial Jaw 4 сверхбольшого объема         | 2.8                           | 240                   | 3.2                                  | оранжевый       | 20     |
| M00513362 | Radial Jaw 4 сверхбольшого объема         | 2.8                           | 240                   | 3.2                                  | оранжевый       | 40     |
| M00513373 | Radial Jaw 4 сверхбольшого объема с иглой | 2.8                           | 240                   | 3.2                                  | оранжевый       | 5      |
| M00513371 | Radial Jaw 4 сверхбольшого объема с иглой | 2.8                           | 240                   | 3.2                                  | оранжевый       | 20     |
| M00513372 | Radial Jaw 4 сверхбольшого объема с иглой | 2.8                           | 240                   | 3.2                                  | оранжевый       | 40     |

# Биопсия

## щипцы для горячей биопсии



### Radial Jaw™ 4 щипцы для горячей биопсии



| Номер     | Описание                               | Внешний диаметр бранш (мм) | Рабочая длина (см) | Минимальный рабочий канал (мм) | Кол-во |
|-----------|--|----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|
| M00515031 | Radial Jaw 4 щипцы для горячей биопсии | 2.2                        | 240                | 2.8                            | 5      |
| M00515032 | Radial Jaw 4 щипцы для горячей биопсии | 2.2                        | 240                | 2.8                            | 20     |
| M00515033 | Radial Jaw 4 щипцы для горячей биопсии | 2.2                        | 240                | 2.8                            | 40     |